



C.S.S
MICRO SYSTEMS



AS one

Deutsche Fassung

Mit dem Akustiksensoren AS one ist es körperlich behinderten Menschen möglich, berührungs- und bewegungslos, zuverlässig einen Hilferuf auszulösen. Durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten lässt sich der Akustiksensoren sehr gut auf die Möglichkeiten des Benutzers anpassen. Umgebungsgeräusche werden wirkungsvoll herausgefiltert. AS one lässt sich auf menschliche Töne von unterschiedlicher Lautstärke, Tonfrequenzbereich und Dauer einstellen. Zudem kann ein spezieller Impuls Modus für stark beeinträchtigte Benutzer eingestellt werden.

Der AS one verfügt über einen AssistX Port und kann daher mit allen kompatiblen Geräten aus der AssistX Familie betrieben werden. Der AS one ist selbstüberwachend und löst im Falle eines Ausfalls automatisch einen Ruf aus.

Anschluss

AS one wird mit dem mitgelieferten Kabel an einem AssistX Port angeschlossen. Einen AssistX Port bieten beispielweise AssistX Call, AssistX Mobil und ClickMan (neuere Generation).

Funktion

Der Sensor reagiert auf Geräusche einer bestimmten Frequenz und Lautstärke, die über eine bestimmte Zeitdauer gehalten werden. Wahlweise kann für besonders eingeschränkte Benutzer ein Impuls-Modus eingestellt werden, der den Sensor sehr empfindlich auf alle Geräusche reagieren lässt. Es muss nur die gewählte Lautstärke erreicht werden.

Ton-Modus

Die Tonhöhe des akustischen Signals, um den Sensor auszulösen, kann eingelernt werden. Die Toleranz für Empfindlichkeit und Frequenz sowie die Haltedauer des Tons ist einstellbar. Der Akustiksensoren kann mit allen Lauten bis zur Tonhöhe eines Pfeiftons ausgelöst werden. Die zuverlässigste Auslösung wird mit einem klangvollen Summlaut Mmmmm erreicht.

Impuls-Modus

Für schwer beeinträchtigte Benutzer, die einen Ton nur sehr kurz halten können, kann der Akustiksensoren in den Impuls-Modus geschaltet werden. Der Sensor reagiert dann auf alle Geräuschimpulse (Schmalzen etc.), welche die eingestellte Lautstärke erreichen.

Technische Details:

Magnetischer Gehäuseboden zum Befestigen an Metallstreifen/Eisenrohre oder der optionalen Wandmontageplatte.

Abmessung: 51 x 51 x 26 mm

#20446 Akustiksensoren AssistX AS one

#20458 Wandhalterung

#20459 Halterung für Gelenkarm/Stativ