

BETT STEUERN FÜR ALLE!



Du kannst den
normalen
Bett-Handscharter
nicht drücken?



Mit unseren **RemoBED-Lösungen** kannst Du Dein Pflegebett wieder selbstständig verstellen – ganz ohne den normalen Handschalter.

Rückenlehne, Fußteil und Betthöhe steuerst Du so, wie es für Dich passt.



RemoBED
Assistive Bettsteuerung

Selbständig das Pflegebett verstellen:

Durch Drücken, durch Sprechen oder mit Augen- & Kopfsteuerung



RemoBOW

Die Großtastensteuerung

Durch Drücken

HMV-Nr verfügbar



- Großflächige Tasten (Ø50mm)
- Hilferuf-Funktion mit Pflegerufsystem (**AssistX**)
- Am Pflegebett montierbar oder freiliegend verwendbar
- Schnelle Installation
- Rücken- und Fußlehne verstellbar
- Lampe ein- und ausschaltbar (Zubehör erforderlich)



RemoBOW

Die Großtastensteuerung

Durch Drücken

HMV-Nr verfügbar



RemoBOW kann an den Pflegebetten Regia & Dali (Burmeier) problemlos angeschlossen werden.



RemoSPEAK

Die Sprachsteuerung

Durch Sprechen

HMV-Nr verfügbar



- Einfache Sprachbefehle
- Hilferuf-Funktion mit Pflegerufsystem (**AssistX**)
- Montierbar oder freiliegend nutzbar (z.B. auf dem Nachttisch)
- Schnelle Installation
- Rückenlehne, Fußteil und Betthöhe verstellbar
- Lampe ein- und ausschaltbar (Zubehör erforderlich)




RemoSPEAK

Die Sprachsteuerung

Durch Drücken

HMV-Nr verfügbar



RemoSPEAK kann an den Pflegebetten Regia & Dali (Burmeier) problemlos angeschlossen werden.




RemoBIF

Universelle Bettsteuerungs-Interfaces


Für Augen-und Kopfsteuerung

mit Deinem Kommunikations- oder Umfeldsteuerungssystem

HMV-Nr verfügbar



1. RemoBIF BM



2. BIF8+



- Für Infrarot- oder Easywave-Funk
- Wandmontage oder Montage unter dem Bett
- Rückenlehne, Fußteil und Betthöhe verstellbar




*RemoBIF

Universelle Bettsteuerungs-Interfaces

Für Augen-und Kopfsteuerung

mit Deinem Kommunikations- oder Umfeldsteuerungssystem

HMV-Nr verfügbar



*RemoBIF

RemoBIF BM: Bettsteuerungs-Interface für Dali BLE

BIF8Plus: Bettsteuerungs-Interface für Regia und andere Pflegebetten



Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen zum Thema
Bettsteuerung findest Du auf:

RemoBED
Assistive Bettsteuerung

csslabs.de/remobed

Dein CSS MicroSystems Team

Gerne folge & teile uns auf Social Media

