

AMAneo




Stoppt Zittern!
Der assistive Maus-Adapter.

AMAneo stoppt Zittern!

Der assistive Maus-Adapter AMAneo hilft Menschen mit Hand-Tremor, die Maus am Computer viel einfacher zu bedienen oder es überhaupt erst möglich zu machen. AMAneo filtert elektronisch das Zittern von Handbewegungen. Der Mauszeiger bewegt sich auch bei sehr starkem Tremor wieder ruhig auf dem Display. Das ist besonders bei Essentiellem Tremor und Parkinson hilfreich.

Einfach zwischen Maus und PC, Notebook oder iPad einstecken, schon ist die Maussteuerung sehr viel einfacher. Die Intensität des Tremorfilters kann eingestellt werden. Außerdem ist eine Klickverzögerung (der Maus-Cursor stoppt beim Maus-Klick) und eine automatische Klick-Funktion integriert.



Ohne Anti-Tremor-Filter

Mit Anti-Tremor-Filter

Funktioniert mit fast jeder Maus oder assistivem Mousersatz.
Wir empfehlen drahtlose Funkmäuse (kein Bluetooth®).



#20522 AMAneo BTi
für iPhone und iPad

Made for
iPhone | iPad



#20520 AMAneo USB
für PC, Notebook, Mac

PC/MAC/
Notebook

MADE IN GERMANY



THE PASSIONATE ASSISTIVE TECHNOLOGY MANUFACTURER

www.csslabs.de