



C.S.S
MICRO SYSTEMS



Hy-Pneumax

Deutsche Fassung

Hy-Pneumax ist ein Blas-Saug-Schalter, der die hohen hygienischen Anforderungen auch im Klinikbereich erfüllt und dabei einfach zu verwenden und zu warten ist. Der Einsatzbereich ist vor allem in Kliniken und Pflegebetrieben, bei Keim-Patienten und Wechselnutzer. Mundstück, Luftschlauch und Hygienefilter (99,9% Bakterienfilter) können routinemäßig einfach ausgetauscht werden. Hy-Pneumax wurde in einer renommierten Spezialklinik im Klinik-Alltag getestet und abgenommen.

Das Hy-Pneumax Stativ kann universell neben dem Pflegebett oder Rollstuhl gestellt und von dort aus bedient werden. Die Standfestigkeit gegen versehentliches Umstoßen ist durch ein Stabilisierungsgewicht stark erhöht. Der Hy-Pneumax Gelenkarm kann mit seiner Spezialklemme an Tischkanten, Tischbeine oder an Rahmenrohre von Bett- oder Rollstühlen universell und einfach angebracht werden. Die Positionierung der 3 Gelenke wird durch einen Handgriff stabil fixiert.

Für den Anschluss an eine Rufanlage muss ein entsprechender S-CON 2-Adapter oder AssistX Call verwendet werden. Hy-Pneumax kann ebenfalls sicher mit AssistX Mobil verwendet werden. Hy-Pneumax ist in Verbindung mit einem AssistX Call oder AssistX Mobil DIN VDE 0834 konform.